



La nuova dimensione delle immagini video

Wireless


**NOVITÀ:** Sim.CAM 4K Wireless\* –  

**More Details. Better Treatment.**

Immagini accattivanti dai contorni nitidi e netti e dai colori notevolmente migliori. I dettagli che in full-HD non venivano visualizzati, con la tecnologia 4K ULTRA HDI risultano invece nitidi e chiari. Disponibile su richiesta anche come soluzione cablata.

Sim.CAM 4K e Sim.CAM 4K Wireless*	
Risoluzione	8.847.360 Pixel
4K Ultra HD	4.096 x 2.160
Zoom	ottico 12x digitale 12x
Impostazione dell'immagine	> 360°, meccanica ed elettronica
Uscite video	HDMI 1.4, DVI

Con riserva di modifiche tecniche  
\* Disponibile a partire dalla seconda metà del 2018



L'impiego della tecnologia 4K ULTRA HD in sala operatoria consente una visualizzazione ottimizzata dei dettagli. L'elevata qualità delle immagini permette di visualizzarne la struttura complessa, offre una maggiore fedeltà ai dettagli ed una riproduzione più brillante.

**NOVITÀ:** Sim.CAM HD Wireless –  

**More Details. Great Flexibility.**

Con la nuova Sim.CAM HD Wireless, avrai a disposizione una telecamera HD di qualità premium che invia le immagini al tuo monitor senza fili aggiuntivi grazie alla nuova tecnologia wireless. La telecamera HD integrata trasmette tutti i dati in modo nitido e preciso da ciascuna delle posizioni selezionate. Disponibile su richiesta anche come soluzione cablata.

Sim.CAM HD e Sim.CAM HD Wireless	
Risoluzione	2.000.000 Pixel
Full HD	1.920 x 1.080
Formato schermo	16:9
Zoom	ottico 10x    digitale 12x
Impostazione dell'immagine	> 360°, meccanica ed elettronica
Uscite video	HDMI, DVI

Con riserva di modifiche tecniche